



Extended Length. | Expanded Lineup.

P300-2S100 | P300-2S120
P300-2A100 | P300-2A120



ストレート



製品番号

P300-2S100

スタンダードアタッチメント100 /ストレート




製品番号

P300-2S120

スタンダードアタッチメント120 /ストレート

アングル



製品番号

P300-2A100

スタンダードアタッチメント100 /アングル

製品番号

P300-2A120

スタンダードアタッチメント120 /アングル

製品番号

PD-IN-2L


スタンダードアタッチメント100用

製品番号


PD-IN-2-120

スタンダードアタッチメント120用

スタンダードアタッチメント300 特長



バーの露出長可変

6段階の露出長可変により
視認性・アクセス性が向上ツイストコレット操作によりバーに
触れることなく 露出長が調整可能

ユニバーサルバーレングス

同一のバーが長さの異なるアタッチメントに
使用可能。手術室での管理の効率化販売名：スタンダードアタッチメント 300
届出番号：09B2X00016000152
一般的名称：手術用ドリルアタッチメント 一般医療機器

Primado2コントロールユニットおよびスリムモーターに対応



製品番号

P200-CU-100

プリマド2 コントロールユニット (100V)



製品番号

P200-SMH-S

Primado2 スリムモーター

ハンドピース ショート



製品番号

P200-SMH-HS

プリマド2 スリムモーターハンドピース (HS)

・ハンドスイッチタイプ



製品番号

FC-73

プリマド2

フットコントロール (シングル)

・1ペダル, 1ボタン

医療従事者の皆さまへの重要なご案内

本カタログは、医療従事者向けに株式会社ナカニシの医療製品概要をご紹介します。
製品の使用に関する臨床判断は、術者の専門的判断と患者ごとのニーズに基づいて行ってください。
株式会社ナカニシは医療上の助言を提供するものではありません。製品を手術で使用する前に、適切なトレーニングを受けることを強く推奨します。販売名：プリマド2
認証番号：223ALBXXXX26000
一般的名称：電動式手術器械 管理医療機器

製造販売元

株式会社ナカニシ

〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700
TEL: 0289-90-0210 FAX: 0289-64-3890
www.nsk-surgery.com

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」「添付文書」をお読みください。仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

PR-M0157V1 2026-06-02.02.YA