


Total Surgical System **Primado2**

Mild Cutting Accessories

for Standard Attachment 300



Primado Series

Mild type Bur

跳ねやブレを抑える刃先加工

特殊な形状により意図しない切削の抑制をサポートします。
神経や血管などの重要な組織近傍での骨切削をサポートします。



2ラウンドフルーテッドバーULマイルドタイプの例：
特殊加工が施されている刃先

2ラウンドフルーテッドバーUL マイルドタイプ



ヘッドサイズ (mm)	製品番号
3.0	PDS-2RFUL-30M 2ラウンドフルーテッドバーUL/3.0M
4.0	PDS-2RFUL-40M ラウンドフルーテッドバーUL/4.0M
5.0	PDS-2RFUL-50M 2ラウンドフルーテッドバーUL/5.0M
6.0	PDS-2RFUL-60M 2ラウンドフルーテッドバーUL/6.0M
7.0	PDS-2RFUL-70M 2ラウンドフルーテッドバーUL/7.0M

2エッグフルーテッドバーUL マイルドタイプ



ヘッドサイズ (mm)	製品番号
4.0	PDS-2EFUL-40M 2エッグフルーテッドバーUL/4.0M
6.0	PDS-2EFUL-60M 2エッグフルーテッドバーUL/6.0M

対応製品



製品番号: P300-2S10
スタンダードアタッチメント10/ストレート
製品番号: P300-2S20
スタンダードアタッチメント20/ストレート
製品番号: P300-2S40
スタンダードアタッチメント40/ストレート
製品番号: P300-2S60
スタンダードアタッチメント60/ストレート
製品番号: P300-2S80
スタンダードアタッチメント80/ストレート
製品番号: P300-2S100
スタンダードアタッチメント100/ストレート
製品番号: P300-2S120
スタンダードアタッチメント120/ストレート



製品番号: P300-2A10
スタンダードアタッチメント10/アングル
製品番号: P300-2A20
スタンダードアタッチメント20/アングル
製品番号: P300-2A40
スタンダードアタッチメント40/アングル
製品番号: P300-2A60
スタンダードアタッチメント60/アングル
製品番号: P300-2A80
スタンダードアタッチメント80/アングル
製品番号: P300-2A100
スタンダードアタッチメント100/アングル
製品番号: P300-2A120
スタンダードアタッチメント120/アングル



製品番号: P200-SMH-S
プリマド2 スリムモーターハンドピース ショート
製品番号: P200-SMH
プリマド2 スリムモーターハンドピース
製品番号: P200-SMH-HS
プリマド2 スリムモーターハンドピース (HS)



製品番号: P200-CU-100
プリマド2 コントロールユニット (100V)

その他の製品 ▶



販売名: NSK 滅菌済バー・ドリル 届出番号: 222ALBZX00010000 一般的名称: 単回使用整形外科用バー
販売名: スタンダードアタッチメント300 届出番号: 09B2X00016000152 一般的名称: 手術用ドリルアタッチメント
販売名: プリマド2 届出番号: 223ALBZX00026000 一般的名称: 電動式骨手術器械

クラス分類: 管理医療機器
クラス分類: 一般医療機器
クラス分類: 管理医療機器

医療従事者の皆さまへの重要なご案内
本カタログは、医療従事者向けに株式会社ナカニシの医療製品概要をご紹介します。製品の使用に関する臨床判断は、術者の専門的判断と患者ごとのニーズに基づいて行ってください。株式会社ナカニシは医療上の助言を提供するものではありません。製品を手術で使用する前に、適切なトレーニングを受けることを強く推奨します。製品をご使用になる前に、添付文書、ラベル、取扱説明書をご確認ください。洗浄・滅菌に関するガイドラインが適用される場合も含まれます。

製造販売元

株式会社ナカニシ

〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向 700
TEL: 0289-90-0210 FAX: 0289-64-3890